



CÁTALOGO

HB IMPLANTS

2025



Diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos médicos implantables de fijación interna, para la corrección y estabilización de fracturas de huesos.

SISTEMA DE FIJACIÓN INTERNA
(SFI)
STERILIZE SERVICE S.A.S

Descripción

El sistema de fijación interna (SFI), marca HB Implants, se compone de arandelas, tornillos, placas y clavos de varios tamaños, previstos para su funcionamiento como un sistema, por tanto, actúan en conjunto, utilizados con fines quirúrgicos para la fijación, corrección o estabilización temporal en el tratamiento de fracturas de huesos de miembros superiores e inferiores; Indicados para uso en pacientes pediátricos o adultos y fabricados en aleación de titanio.

Composición

Los dispositivos médicos implantables en humanos (DMHI) están fabricados en aleación de Ti6Al4V, material ampliamente estudiado y aceptado por la sociedad médica en tratamientos ortopédicos; así mismo acogiéndonos a los lineamientos de la Sociedad Americana de Métodos de Pruebas y Materiales contemplados en la norma ASTM F-136. (ASTM. Sociedad Americana de Pruebas y Materiales).

INDICE

Placas	2
Sistema 2,7	3
Placa bloqueada radio distal ángulo variable 2,4 y 2,7 R y L	3
- Angosta	
- Mediana	
- Ancha	
Sistema 3,5	4
Placa bloqueada 1/3 de caña 3,5	5
Placa bloqueada recta LCP 3,5	5
Placa bloqueada clavícula en S	6
Anatómicas 3,5:	6
Placa bloqueada fíbula distal R y L	6
Placa bloqueada tibia proximal ángulo variable 3,5 R y L	7
Sistema 4,5	8
Placa bloqueada recta LC-DCP ancha	9
Placa bloqueada recta LC-DCP angosta	9
Anatómicas 4,5:	10
Placa bloqueada fémur distal tipo liss R y L	10
Placa bloqueada fémur distal condilar R y L	10
Placa bloqueada fémur proximal	11
Placa bloqueada húmero proximal fhilux	11
Placa bloqueada tibia distal medial con lengüeta R y L	12
Placa bloqueada tibia proximal lateral (palo de golf) R y L	12
Placa bloqueada tibia proximal en T	13
Placa bloqueada tibia proximal en L acodada R y L	13

INDICE

Tornillos	14
Tornillo cortical 2,4	15
Tornillo cortical 2,7	15
Tornillo cortical 3,5	15
Tornillo cortical 4,5	16
Tornillo cortical bloqueado 2,4 gris	16
Tornillo cortical bloqueado 2,4 amarillo	16
Tornillo cortical bloqueado 2,7	17
Tornillo cortical bloqueado 3,0	17
Tornillo cortical bloqueado 4,0	17
Tornillo cortical bloqueado 5,0	18
Tornillo esponjoso 4,0 RP	18
Tornillo esponjoso 6,5 R/16	18
Tornillo esponjoso 6,5 R/32	19
Tornillo esponjoso bloqueado 4,0	19
Tornillo esponjoso bloqueado 6,5	19
Tornillo esponjoso canulado 6,5 R/16	20
Tornillo esponjoso canulado 6,5 R/32	20
Tornillo esponjoso canulado 4,0 RP	20
Perno rocky 4,0	21
Perno clavo universal de tibia RT 4,0	21
Perno PFNA 5,0	21
Tornillo bloqueado expert titanio 4,0	22
Tornillo bloqueado para húmero 4,0	22
Otros	23
Tapón conector placa cable	24
Arandelas en titanio 6,5, 7, 10 y 13	24




Sistema de Placas 2,7




PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ÁNGULO VARIABLE 2,4 y 2,7

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
322-24-02	R Y L	2Holes
322-24-03	R Y L	3Holes
322-24-04	R Y L	4Holes
322-24-05	R Y L	5Holes
322-24-06	R Y L	6Holes
322-24-07	R Y L	7Holes
322-24-08	R Y L	8Holes
322-24-09	R Y L	9Holes
322-24-10	R Y L	10Holes


Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados




ANGOSTA DERECHA E IZQUIERDA	
LONGITUD	No. DE HOLES
58mm	2Holes
70mm	3Holes
82mm	4Holes
94mm	5Holes




MEDIA DERECHA E IZQUIERDA	
LONGITUD	No. DE HOLES
58mm	2Holes
70mm	3Holes
82mm	4Holes
94mm	5Holes
106mm	6Holes
118mm	7Holes
130mm	8Holes



ANCHA - DERECHA E IZQUIERDA	
LONGITUD	No. DE HOLES
58mm	2Holes
70mm	3Holes
82mm	4Holes
94mm	5Holes
106mm	6Holes




Sistema de Placas 3,5 y Placas Anatómicas 3,5



**PLACA BLOQUEADA RECTA
1/3 DE CAÑA**

REFERENCIA	No. DE HOLES
300-35-04	4Holes
300-35-05	5Holes
300-35-06	6Holes
300-35-07	7Holes
300-35-08	8Holes
300-35-09	9Holes
300-35-10	10Holes
300-35-11	11Holes
300-35-12	12Holes




Bajo perfil en arco de fácil adosamiento y agujeros combinados

**PLACA BLOQUEADA RECTA
LCP 3,5**

REFERENCIA	No. DE HOLES
324-35-04	4Holes
324-35-05	5Holes
324-35-06	6Holes
324-35-07	7Holes
324-35-08	8Holes
324-35-09	9Holes
324-35-10	10Holes
324-35-11	11Holes
324-35-12	12Holes

Bajo perfil en arco de fácil adosamiento y agujeros combinados



PLACA BLOQUEADA


CLAVÍCULA EN S

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
351-30-04	R Y L	4Holes
351-30-05	R Y L	5Holes
351-30-06	R Y L	6Holes
351-30-07	R Y L	7Holes
351-30-08	R Y L	8Holes
351-30-09	R Y L	9Holes

Bajo perfil en arco de

fácil adosamiento y

agujeros combinados





PLACA BLOQUEADA FÍBULA DISTAL

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
36-101-03R	R Y L	3Holes
36-101-04R	R Y L	4Holes
36-101-05R	R Y L	5Holes
36-101-06R	R Y L	6Holes
36-101-07R	R Y L	7Holes
36-101-08R	R Y L	8Holes
36-101-09R	R Y L	9Holes
36-101-10R	R Y L	10Holes

Diseño anatómico

bajo perfil

agujeros combinados




PLACA BLOQUEADA TIBIA PROXIMAL

ÁNGULO VARIABLE LATERAL

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
093-102-04	R Y L	4Holes
093-102-05	R Y L	5Holes
093-102-06	R Y L	6Holes
093-102-07	R Y L	7Holes
093-102-08	R Y L	8Holes
093-102-09	R Y L	9Holes
093-102-10	R Y L	10Holes
093-102-11	R Y L	11Holes
093-102-12	R Y L	12Holes

Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados



TI6AL4V

Una aleación de titanio-aluminio-vanadio GRADO 5 tiene muchas aplicaciones en la industria de el diseño, desarrollo y fabricación de los dispositivos médicos.


De todas las aleaciones de titanio alfa-beta, la aleación Ti6AL4V es la más utilizada. Esta aleación fue desarrollada originalmente para aplicaciones ligeras y de alta resistencia en el mercado aeroespacial.

Sistema de Placas 4,5 y Placas Anatómicas 4,5



**PLACA BLOQUEADA RECTA
LC-DCP ANCHA**

REFERENCIA	No. DE HOLES
331-35-05	5Holes
331-35-06	6Holes
331-35-07	7Holes
331-35-08	8Holes
331-35-09	9Holes
331-35-10	10Holes
331-35-11	11Holes
331-35-12	12Holes
331-35-14	14Holes
331-35-16	16Holes
331-35-18	18Holes




Bajo perfil en arco de fácil adosamiento y agujeros combinados

**PLACA BLOQUEADA RECTA
LC-DCP ANGOSTA**


REFERENCIA	No. DE HOLES
330-45-05	5Holes
330-45-06	6Holes
330-45-07	7Holes
330-45-08	8Holes
330-45-09	9Holes
330-45-10	10Holes
330-45-11	11Holes
330-45-12	12Holes
330-45-14	14Holes
330-45-16	16Holes
330-45-18	18Holes

Bajo perfil en arco de fácil adosamiento y agujeros combinados




**PLACA BLOQUEADA FÉMUR
DISTAL TIPO LISS**

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
097-101-04	R Y L	4Holes
097-101-06	R Y L	6Holes
097-101-08	R Y L	8Holes
097-101-10	R Y L	10Holes
097-101-12	R Y L	12Holes
097-101-14	R Y L	14Holes





Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados



**PLACA BLOQUEADA FÉMUR DISTAL
CONDILAR**

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
097-103-04	R Y L	4Holes
097-103-06	R Y L	6Holes
097-103-08	R Y L	8Holes
097-103-10	R Y L	10Holes
097-103-12	R Y L	12Holes
097-103-14	R Y L	14Holes



Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados



**PLACA BLOQUEADA
FÉMUR PROXIMAL**

REFERENCIA	No. DE HOLES
080-101-04	4Holes
080-101-05	5Holes
080-101-06	6Holes
080-101-08	8Holes
080-101-09	9Holes
080-101-10	10Holes
080-101-11	11Holes
080-101-12	12Holes



Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados



**PLACA BLOQUEADA
HÚMERO PROXIMAL**

REFERENCIA	No. DE HOLES
087-101-003	3Holes
087-101-004	4Holes
087-101-005	5Holes
087-101-006	6Holes
087-101-007	7Holes
087-101-008	8Holes
087-101-009	9Holes
087-101-010	10Holes


Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados



PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL
MEDIAL CON LENGUETA

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
160-101-03	RYL	3Holes
160-101-04	RYL	4Holes
160-101-05	RYL	5Holes
160-101-06	RYL	6Holes
160-101-07	RYL	7Holes
160-101-08	RYL	8Holes
160-101-09	RYL	9Holes
160-101-10	RYL	10Holes
160-101-11	RYL	11Holes
160-101-12	RYL	12Holes


Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados




PLACA BLOQUEADA TIBIA
PROXIMAL LATERAL

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
093-101-04	RYL	4Holes
093-101-05	RYL	5Holes
093-101-06	RYL	6Holes
093-101-07	RYL	7Holes
093-101-08	RYL	8Holes
093-101-09	RYL	9Holes
093-101-10	RYL	10Holes

Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados






**PLACA BLOQUEADA
TIBIA PROXIMAL EN T**

REFERENCIA	No. DE HOLES
082-101-03T	3Holes
082-101-04T	4Holes
082-101-05T	5Holes
082-101-06T	6Holes
082-101-07T	7Holes
082-101-08T	8Holes
082-101-09T	9Holes
082-101-10T	10Holes
082-101-11T	11Holes
082-101-12T	12Holes



Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados




**PLACA BLOQUEADA TIBIA
PROXIMAL ACODADA EN L**

REFERENCIA	DIRECCIÓN	No. DE HOLES
081-101-3A	R Y L	3Holes
081-101-4A	R Y L	4Holes
081-101-5A	R Y L	5Holes
081-101-6A	R Y L	6Holes
081-101-7A	R Y L	7Holes
081-101-8A	R Y L	8Holes
081-101-9A	R Y L	9Holes
081-101-10A	R Y L	10Holes
081-101-11A	R Y L	11Holes
081-101-12A	R Y L	12Holes

Diseño anatómico
bajo perfil
agujeros combinados



Tornillos



TORNILLO CORTICAL 2,4

Tornillo cortical de titanio, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza permite un mejor amoldamiento en la placa.

REFERENCIA	LONGITUD
100-24-10	10mm
100-24-12	12mm
100-24-14	14mm
100-24-16	16mm
100-24-18	18mm
100-24-20	20mm
100-24-22	22mm
100-24-24	24mm
100-24-26	26mm
100-24-28	28mm
100-24-30	30mm



TORNILLO CORTICAL 2,7

Tornillo cortical de titanio, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza permite un mejor amoldamiento en la placa.

REFERENCIA	LONGITUD
100-27-10	10mm
100-27-12	12mm
100-27-14	14mm
100-27-16	16mm
100-27-18	18mm
100-27-20	20mm
100-27-22	22mm
100-27-24	24mm
100-27-26	26mm
100-27-28	28mm
100-27-30	30mm



TORNILLO CORTICAL 3,5

Tornillo cortical de titanio, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza permite un mejor amoldamiento en la placa.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
100-35-10	10mm	100-35-45	45mm
100-35-12	12mm	100-35-50	50mm
100-35-14	14mm	100-35-55	55mm
100-35-16	16mm	100-35-60	60mm
100-35-18	18mm	100-35-65	65mm
100-35-20	20mm	100-35-70	70mm
100-35-22	22mm	100-35-75	75mm
100-35-24	24mm	100-35-80	80mm
100-35-26	26mm	100-35-85	85mm
100-35-28	28mm	100-35-90	90mm
100-35-30	30mm	100-35-95	95mm
100-35-32	32mm	100-35-100	100mm
100-35-34	34mm	100-35-105	105mm
100-35-35	35mm	100-35-110	110mm
100-35-36	36mm	100-35-115	115mm
100-35-38	38mm	100-35-120	120mm
100-35-40	40mm		





TORNILLO CORTICAL 4,5

Tornillo cortical de titanio, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza permite un mejor amoldamiento en la placa.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
100-45-10	10mm	100-45-45	45mm
100-45-12	12mm	100-45-50	50mm
100-45-14	14mm	100-45-55	55mm
100-45-16	16mm	100-45-60	60mm
100-45-18	18mm	100-45-65	65mm
100-45-20	20mm	100-45-70	70mm
100-45-22	22mm	100-45-75	75mm
100-45-24	24mm	100-45-80	80mm
100-45-26	26mm	100-45-85	85mm
100-45-28	28mm	100-45-90	90mm
100-45-30	30mm	100-45-95	95mm
100-45-32	32mm	100-45-100	100mm
100-45-34	34mm	100-45-105	105mm
100-45-35	35mm	100-45-110	110mm
100-45-36	36mm	100-45-115	115mm
100-45-38	38mm	100-45-120	120mm
100-45-40	40mm		

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 2,4 GRIS

Tornillo cortical bloqueado de titanio, diámetro, cabeza y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza integrada a la placa como si fuera un único implante.

REFERENCIA	LONGITUD
101-24-10G	10mm
101-24-12G	12mm
101-24-14G	14mm
101-24-16G	16mm
101-24-18G	18mm
101-24-20G	20mm
101-24-22G	22mm
101-24-24G	24mm
101-24-26G	26mm
101-24-28G	28mm
101-24-30G	30mm



**TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 2,4
PLACA AMARILLA**

Tornillo cortical bloqueado de titanio, diámetro, cabeza y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza integrada a la placa como si fuera un único implante.



REFERENCIA	LONGITUD
101-24-10A	10mm
101-24-12A	12mm
101-24-14A	14mm
101-24-16A	16mm
101-24-18A	18mm
101-24-20A	20mm
101-24-22A	22mm
101-24-24A	24mm
101-24-26A	26mm
101-24-28A	28mm
101-24-30A	30mm

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 2,7

Tornillo cortical bloqueado de titanio, diámetro, cabeza y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza integrada a la placa como si fuera un único implante.

REFERENCIA	LONGITUD
101-27-10G	10mm
101-27-12G	12mm
101-27-14G	14mm
101-27-16G	16mm
101-27-18G	18mm
101-27-20G	20mm
101-27-22G	22mm
101-27-24G	24mm
101-27-26G	26mm
101-27-28G	28mm
101-27-30G	30mm



TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 3,0

Tornillo cortical bloqueado de titanio, diámetro, cabeza y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza integrada a la placa como si fuera un único implante.




REFERENCIA	LONGITUD
101-30-12	12mm
101-30-14	14mm
101-30-16	16mm
101-30-18	18mm
101-30-20	20mm
101-30-22	22mm
101-30-24	24mm
101-30-26	26mm
101-30-28	28mm
101-30-30	30mm
101-30-35	35mm
101-30-40	40mm
101-30-45	45mm
101-30-50	50mm

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 4,0

Tornillo cortical bloqueado de titanio, diámetro, cabeza y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza integrada a la placa como si fuera un único implante.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
101-40-10	10mm	101-40-28	28mm
101-40-12	12mm	101-40-30	30mm
101-40-14	14mm	101-40-32	32mm
101-40-16	16mm	101-40-34	34mm
101-40-18	18mm	101-40-36	36mm
101-40-20	20mm	101-40-38	38mm
101-40-22	22mm	101-40-40	40mm
101-40-24	24mm	101-40-45	45mm
101-40-26	26mm	101-40-50	50mm





TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO 5,0


Tornillo cortical bloqueado de titanio, diámetro, cabeza y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza integrada a la placa como si fuera un único implante.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
101-50-20	20mm	101-50-54	54mm
101-50-22	22mm	101-50-56	46mm
101-50-24	24mm	101-50-58	58mm
101-50-26	26mm	101-50-60	60mm
101-50-28	28mm	101-50-62	62mm
101-50-30	30mm	101-50-64	64mm
101-50-32	32mm	101-50-66	66mm
101-50-34	34mm	101-50-68	68mm
101-50-36	36mm	101-50-70	70mm
101-50-38	38mm	101-50-75	75mm
101-50-40	40mm	101-50-80	80mm
101-50-42	42mm	101-50-85	85mm
101-50-44	44mm	101-50-90	90mm
101-50-46	46mm	101-50-95	95mm
101-50-48	48mm	101-50-100	100mm
101-50-50	50mm	101-50-105	105mm
101-50-52	52mm	101-50-110	110mm

TORNILLO ESPONJOSO 4,0 RP

Tornillo esponjoso de titanio, diámetro y rosca parcial. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
103-40-10	10mm	103-40-36	36mm
103-40-15	15mm	103-40-38	38mm
103-40-20	20mm	103-40-40	40mm
103-40-22	22mm	103-40-42	42mm
103-40-24	24mm	103-40-44	44mm
103-40-25	25mm	103-40-45	45mm
103-40-26	26mm	103-40-46	46mm
103-40-28	28mm	103-40-48	48mm
103-40-30	30mm	103-40-50	50mm
103-40-32	32mm	103-40-55	55mm
103-40-34	34mm	103-40-60	60mm
103-40-35	35mm		



TORNILLO ESPONJOSO 6,5 R/16

Tornillo esponjoso de titanio, diámetro y rosca parcial. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
104-65-25	25mm	104-65-70	70mm
104-65-30	30mm	104-65-75	75mm
104-65-35	35mm	104-65-80	80mm
104-65-40	40mm	104-65-85	85mm
104-65-45	45mm	104-65-90	90mm
104-65-50	50mm	104-65-95	95mm
104-65-55	55mm	104-65-100	100mm
104-65-60	60mm	104-65-105	105mm
104-65-65	65mm	104-65-110	110mm



TORNILLO ESPONJOSO 6,5 R/32

Tornillo esponjoso de titanio, diámetro y rosca parcial. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso.


REFERENCIA	LONGITUD
105-65-25	25mm
105-65-30	30mm
105-65-35	35mm
105-65-40	40mm
105-65-45	45mm
105-65-50	50mm
105-65-55	55mm
105-65-60	60mm
105-65-65	65mm
105-65-70	70mm
105-65-75	75mm
105-65-80	80mm
105-65-85	85mm
105-65-90	90mm
105-65-95	95mm
105-65-100	100mm
105-65-105	105mm



TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 4,0

Tornillo esponjoso bloqueado de titanio, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso.


REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
106-40-20	20mm	106-40-42	42mm
106-40-22	22mm	106-40-44	44mm
106-40-24	24mm	106-40-46	46mm
106-40-26	26mm	106-40-48	48mm
106-40-28	28mm	106-40-50	50mm
106-40-30	30mm	106-40-52	52mm
106-40-32	32mm	106-40-55	55mm
106-40-34	34mm	106-40-60	60mm
106-40-36	36mm	106-40-65	65mm
106-40-38	38mm	106-40-70	70mm
106-40-40	40mm		



TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO 6,5

Tornillo esponjoso bloqueado de titanio, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
106-65-25	25mm	106-65-70	70mm
106-65-30	30mm	106-65-75	75mm
106-65-35	35mm	106-65-80	80mm
106-65-40	40mm	106-65-85	85mm
106-65-45	45mm	106-65-90	90mm
106-65-50	50mm	106-65-95	95mm
106-65-55	55mm	106-65-100	100mm
106-65-60	60mm	100-65-105	105mm
106-65-65	65mm	106-65-110	110mm






TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 6,5 R/16

Tornillo esponjoso canulado de titanio, diámetro y rosca parcial. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso y la reducción de fragmentos óseos.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
113-65-35	35mm	113-65-75	75mm
113-65-40	40mm	113-65-80	80mm
113-65-45	45mm	113-65-85	85mm
113-65-50	50mm	113-65-90	90mm
113-65-55	55mm	113-65-95	95mm
113-65-60	60mm	113-65-100	100mm
113-65-65	65mm	113-65-105	105mm
113-65-70	70mm	113-65-110	110mm

TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 6,5 R/32

Tornillo esponjoso canulado de titanio, diámetro y rosca parcial. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso y la reducción de fragmentos óseos.



TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4,0 RP

Tornillo esponjoso canulado de titanio, diámetro y rosca parcial. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo para la fijación en hueso esponjoso y la reducción de fragmentos óseos.



REFERENCIA	LONGITUD
115-40-20	20mm
115-40-25	25mm
115-40-30	30mm
115-40-35	35mm
115-40-40	40mm
115-40-45	45mm
115-40-50	50mm
115-40-55	55mm
115-40-60	60mm
115-40-65	65mm
115-40-70	70mm

PERNO ROCKY 4,0


Perno Rocky de titanio, diámetro y rosca parcial. Cabeza roscada y rosca parcial continua para bloqueo de clavo distal intramedular de tibia.

REFERENCIA	LONGITUD
121-40-30	30mm
121-40-35	35mm
121-40-40	40mm
121-40-45	45mm
121-40-50	50mm
121-40-55	55mm
121-40-60	60mm
121-40-65	65mm
121-40-70	70mm
121-40-75	75mm
121-40-80	80mm
121-40-85	85mm
121-40-90	90mm



PERNO CLAVO UNV TIBIA RT 4,0

Perno bloqueado de titanio para clavo universal de tibia, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y la cabeza permite un mejor amoldamiento en el clavo.



REFERENCIA	LONGITUD
121-40-30RT	24mm
121-40-35RT	26mm
121-40-40RT	28mm
121-40-45RT	30mm
121-40-50RT	32mm
121-40-55RT	34mm
121-40-60RT	36mm
121-40-65RT	38mm
121-40-70RT	40mm
121-40-75RT	75mm
121-40-80RT	80mm
121-40-85RT	85mm
121-40-90RT	90mm

PERNO PFNA 5,0


Perno PFNA de titanio, diámetro y rosca continua. Para bloqueo de clavo proximal del femur.

REFERENCIA	LONGITUD
121-50-30	30mm
121-50-35	35mm
121-50-40	40mm
121-50-45	45mm
121-50-50	50mm
121-50-55	55mm
121-50-60	60mm
121-50-65	65mm
121-50-70	70mm
121-50-75	75mm
121-50-80	80mm
121-50-85	85mm
121-50-90	90mm
121-50-95	95mm
121-50-100	100mm
121-50-110	110mm



TORNILLO BLOQUEADO EXPERT TITANIO 4,0

Tornillo de Bloqueo Expert de titanio para clavo intramedular en tibia, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y un mejor agarre en posición distal y proximal del clavo.




REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
149-40-24	24mm	149-40-42	42mm
149-40-26	26mm	149-40-44	44mm
149-40-28	28mm	149-40-46	46mm
149-40-30	30mm	149-40-48	48mm
149-40-32	32mm	149-40-50	50mm
149-40-34	34mm	149-40-55	55mm
149-40-36	36mm	149-40-60	60mm
149-40-38	38mm	149-40-65	65mm
149-40-40	40mm	149-40-70	70mm

TORNILLO BLOQUEADO PARA HÚMERO 4,0

Tornillo de Bloqueo Expert de titanio para clavo intramedular en tibia, diámetro y rosca continua. La punta auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y un mejor agarre en posición distal y proximal del clavo. auto-roscante del tornillo evita el uso del machuelo y un mejor agarre en posición distal y proximal del clavo.

REFERENCIA	LONGITUD	REFERENCIA	LONGITUD
156-40-20	20mm	156-40-36	36mm
156-40-22	22mm	156-40-38	38mm
156-40-24	24mm	156-40-40	40mm
156-40-26	26mm	156-40-42	42mm
156-40-28	28mm	156-40-44	44mm
156-40-30	30mm	156-40-46	46mm
156-40-32	32mm	156-40-48	48mm
156-40-34	34mm	156-40-50	50mm




STERILIZE SERVICE S.A.S. comprometido con la fabricación de los DMFI.
HB IMPLANTS garantiza que todos los productos vienen libres de defectos en material y mano de obra. Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestros productos, puede contactarnos directamente.

FABRICADO POR

STERILIZE SERVICE S.A.S.
Cra 5ta No. 6 - 25 -35 Sandoná, Nariño, Colombia.
Tel:(602)7299180 Cel:(057)315 7991697 - 3162715312
www.sterilizeservice.com.co

Otros



TAPÓN CONECTOR PLACA CABLE

Tápon conector placa cable, ideados para posicionamiento en placas LC-DCP / LCP. Ojales de cerclaje para cable 1.8 y 2.0 mm.

REF	DESCRIPCIÓN
161-50-18	TAPON CONECTOR PLACA CABLE X 1,8
161-50-20	TAPON CONECTOR PLACA CABLE X 2,0



ARANDELAS EN TITANIO

Arandela de titanio para sistema de fijación. Se usan en la técnica de tornillo de tracción para evitar que se produzcan grietas o evitar que la cabeza del tornillo se hunda en el

REF	DESCRIPCIÓN	USO EN TORNILLOS
290-170-065	ARANDELA TITANIUM DE 6,5	2,5 / 3.0
290-170-070	ARANDELA TITANIUM DE 7,0	3,5/ 4,0
290-170-100	ARANDELA TITANIUM DE 10,0	4,5
290-170-130	ARANDELA TITANIUM DE 13,0	6,5/7,5

STERILIZE SERVICE S.A.S. comprometido con la fabricación de los DMFI.
HB IMPLANTS garantiza que todos los productos vienen libres de defectos en material y mano de obra.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestros productos, puede contactarnos directamente.

FABRICADO POR

STERILIZE SERVICE S.A.S.
Cra 5ta No. 6 - 25 -35 Sandoná, Nariño, Colombia.
Tel:(602)7299180 Cel:(057)315 7991697 - 3162715312
www.sterilizeservice.com.co